

Manugel 85 (NPC)

مانوژل ۸۵ (ان پی سی)

اطلاعات بیشتر

مانوژل ۸۵/مانوژل ۸۵ ان پی سی

ژل مخصوص مددعفونی بهداشتی و اسکراب جراحی پوست دست

ترکیبات:

این فرآورده دارای اتانول و ۲- فنوكسی اتانول می باشد و دارای پایه ژل فرم از نوع تیکسوتروپ می باشد. این خاصه ممتاز باعث شده تا در عین حال که قوام مخصوص ژلی دارد، با نیروی مالش و با گرمای دست ها کاملاً به شکل مایع تبدیل شده و به خلل و فرج ریز پوست نفوذ نماید. این فرآورده نظر به نوع کاربرد و سلیقه مصرف کنندگان در دو نوع حاوی اسانس رنگ و فاقد اسانس و رنگ (NPC) عرضه می شود.

طیف اثر ضد میکروگانیسمی:

مانوژل ۸۵/مانوژل ۸۵ ان پی سی بر انواع باکتری ها حتی Br(Tb) و قارچ ها و انواع ویروس های پوشش دار HCV, HIV, HBV و هرپس ویروس ها) و بدون پوشش موثر است. این محصول، شاید یکی از اولین فرآورده های مددعفونی پوست دست است که در عرض کوتاهترین مدت (۰ ۳ ثانیه) حتی مقاوم ترین شکل ویروسی یعنی پولیوویروس ها را نیز غیرفعال می نماید. آدنوویروس ها و روتاویروس ها هم از جمله دیگر ویروس هایی هستند که براحتی توسط این محصول جدید و منحصر بفرد کمپانی آنیوس از بین می روند.

موارد استفاده:

مانوژل ۸۵/مانوژل ۸۵ ان پی سی برای از بین بردن میکروگانیسم های موجود در جمعیت آلوهه موقت (Resident Flora) و فلور مقيم (Transient Flora) پوست دست، بکار می رود. بتراپاین در کلیه محیط های درمانی بعنوان عامل مددعفونی کننده دست در مددعفونی بهداشتی دستها و اسکراب جراحی مورد استفاده است. برخی موارد مصرف این فرآورده باختصار عبارتند از: بلافاصله بعد از در آوردن دستکش ها، در شروع و اتمام شیف کاری، بعنوان یک عمل روتین روزانه در کلیه فعالیت های مریوط به نگهداری و پذیرایی از بیمار بستره، در تمام اموری که حتی فقط با پوست سالم بیمار در تماس هستید، قبل از تمامی مراحل و کارهای تهاجمی مانند جراحی ها، اعمال مامانی و نصب کانتر های سطحی یا انواع پروب گذاری های دستگاه ادراری- تناسلی، بعد از تماس با یک بیمار عفونی یا سطوح اطراف وی، در فاصله بین دو بیمار، قبل از انجام تمام پانکرهاخانی، آسیت و درن های مفصلی و اعمال مشابه، قبل از اجرای تمامی فعالیت هایی از قبیل کانتر گذاری درون عروق، درن های ریوی و جاگذاری ملزومنات قابل کاشت، و نهایتاً قبل از کلیه مواردی که محیط آسپتیک جراحی را طلب می کنند. نوع NPC برای بخش های NICU و ICU ایده ال است.

روش استفاده:

در مددعفونی بهداشتی باید مقدار ۳ میلی لیتر از محلول را بمدت ۰ ۳ ثانیه روی دستها و بروش صحیح، مالش داد. این کار برای کلیه فعالیت های پزشکی و پرستاری و نیز تمامی اعمالی که منجر به تماس با بیمار و محیط اطراف او (اختت، کابینت ها، ملحفه و ...) و ترشحات دفعی وی می گردد، لازمست.

جهت اسکراب جراحی، می بایست از لاقل ۹ الی ۱۰ ۰ میلی لیتر محلول مددعفونی کننده الکلی مانوژل ۸۵/مانوژل ۸۵ ان پی سی، بصورت ۲ الی ۳ حجم منقسم استفاده نمود. زمان انجام این عمل باید ۳ دقیقه باشد. اسکراب جراحی پس از شستشوی دست و خشک نمودن کامل آن، برای آمادگی قبل از تمامی اعمال تهاجمی (Invasive) مانند جراحی، اعمال دندانپزشکی و ... لازم است.

مزایا:



مانوژل ۸۵/مانوژل ۸۵ ان پی سی با اتانول فرموله شده، بسیار بی خطر است و خواص ضد ویروسی بسیار گسترده و عالی دارد.

حضور ماده موثره ۲ - فنوكسی اتانول در کنار اتانول باعث حفظ و تقویت اثرات آن حتی تا ۳ ساعت می شود.

طیف ضد میکروگانیسمی بسیار وسیع دارد و حتی پولیوویروس را ظرف ۰ ۳ ثانیه غیرفعال می کند.

دیسپنسر های دیواری قابل تنظیم دارد و برای پاسخ به سلایق مختلف مصرف کنندگان به دو شکل حاوی اسانس و بدون اسانس فرموله می شود.

این فرآورده مخصوص ژل تیکسوتروپ است و با مالش دست ها به مایع تبدیل می شود، این امر از اتفاق فرآورده حین مصرف می کاهد.

سبب نرمی و لطافت پوست می شود ، البته لایه محافظ ایجاد شده باعث جلوگیری از مددعفونی های بعدی روی دست نخواهد شد.

مانوژل ۸۵/مانوژل ۸۵ ان پی سی با آخرین استاندارد ها و تست متدهای اروپا آزموده شده است (EN 1500 و prEN 12791).

بسته بندی:

مانوژل ۸۵/مانوژل ۸۵ ان پی سی در بسته بندی های ۷۵ و ۱۰۰ میلی لیتری و ظروف ۱ لیتری عرضه می شود.